



medi

mediven[®] cotton

Der erste medizinische Kompressionsstrumpf mit Bio-Baumwolle und recyceltem Polyamid von medi.

Jetzt auch als Maß-Versorgung

*Fühl den Unterschied.
Mach einen Unterschied.*

mediven[®] cotton – natürlich gut versorgt

Produkt-Vorteile

- **Weiche Bio-Baumwolle direkt auf der Haut** für sensible und allergische Haut geeignet.
- **Polyamid-Garn mit einem Recycling-Anteil von 60 Prozent** mit Rücksicht auf Ressourcen und die Umwelt.
- **Thermoregulierender Effekt** kühlend bei hohen und isolierend bei niedrigen Temperaturen.
- **Blickdichte Optik**

Dermatologisch getestet für sensible und allergische Haut. mediven cotton hat überzeugt: Zweimal Bestnote „sehr gut“.



medi Tipp¹

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven cotton für:

- Frauen / Männer
- Normalgewichtig / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemenneigung
- Auch für weiches Bindegewebe
- Kunden mit sensibler oder allergischer Haut

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien I bis III nach Widmer bzw. COs – C4 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikose-therapie
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

medi. ich fühl mich besser.

mediven cotton

AD



AG



AT



Serie CCL 1	17.06.01.0131	17.06.03.0113	17.06.04.0115
Serie CCL 2	17.06.01.1229	17.06.03.1177	17.06.04.1188
Maß CCL 1	17.06.10.0097	17.06.12.0084	beantragt
Maß CCL 2	17.06.10.1142	17.06.12.1128	beantragt

NEU

Art.-Nr.-Aufbau	Y								0	0	0
------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Bitte wählen Sie:

a	die CCL	5 = CCL 1, 6 = CCL 2
b	die Variante	4 = AD, 6 = AG, 1 = AT
c	das Haftband bei AG	9 = Noppen-Haftband (NoB) 8 = Noppen-Haftband weit (NoBW) S = Mikronoppen-Haftband sensitiv (MBs) T = Mikronoppen-Haftband sensitiv weit (MBsW)
d	die Farbe	1 = Caramel, 6 = Bronze*, 5 = Schwarz
e	die Fußspitze	0 = offene Fußspitze, 1 = geschlossene Fußspitze
f	die Größe	zwischen 1 und 7, 0 = Maß

Art.-Nr.-Aufbau			Variante	VE	Länge	Beschreibung
wie oben beschrieben			Wadenstrumpf			
Y	4	0	AD	Paar	normal	
Y	4	7	AD	Paar	kurz	
Y	4	0	AD	Paar	Maß	
			Schenkelstrumpf			
Y	6		AG	Paar	normal	inkl. Haftband
Y	5		AG	Paar	kurz	inkl. Haftband
Y	6		AG	Paar	Maß	inkl. Haftband
			Strumpfhose			
Y	1	0	AT	Stück	normal	Standard-Leibteil
Y	1	7	AT	Stück	kurz	Standard-Leibteil
Y	1	0	AT	Stück	Maß	Standard-Leibteil

Seriengröße ohne Naht	I	II	III	IV	V	VI	VII
AG mit Haftband normal	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
AG mit Haftband weit	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81
c=Längen c=Umfangmaße 	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81
	cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73
	cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51
	cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
	cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
	cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40
	cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34
	cA						
Längenmaße		cG normal	72-83 cm				
		cG kurz	62-71 cm				
		cD normal	39-44 cm				
		cD kurz	34-38 cm				
Fußteile		hochelastische Unifußgröße, Schuhgröße 36-43					

Zweckbestimmung: Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.

Material

Mittel

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Farben



S = Serie, M = Maß*
* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage

Bestellen Sie bequem online über den medi e-shop:
www.eshop.medi.de



Für weitere Produkt-Informationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie uns unter:
www.medi.biz/cotton



0020192/10.2023