



Lieber Kunde, liebe Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für die Option der seitlichen Naht beim mediven cosy interessieren.

Sie erhalten mit diesem Schreiben eine wichtige Information bezüglich der Reklamation bei Kombination von Fashion- oder Design-Elementen und der seitlichen Naht.

Durch die neue Stricktechnik bei der seitlichen Naht, verlaufen gewisse Muster nicht exakt „geradlinig“. Abhängig von den Umfängen, verläuft das Muster von körperfern nach körpernah in Richtung Innenseite des Beines. Der Verlauf verhält sich grundsätzlich relativ unauffällig - einzig bei dem Muster Stripes zeigt es sich etwas deutlicher.

!!! WICHTIG !!!:

Dies ist KEIN Reklamationsgrund!!

Stricktechnisch sind Muster in Kombination mit der seitlichen Naht nur in dieser Weise abbildbar.

Um Ihnen die Entscheidung zu vereinfachen, haben wir Ihnen unten Bilder eingefügt. Der weiße Strich frontal auf den Versorgungen ist mit Kreide aufgezeichnet und soll den Verlauf verdeutlichen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Freundliche Grüße

Ihr medi – Team

medi GmbH & Co. KG
Medicusstr. 1
95448 Bayreuth / Germany
phone: +49 921 912-0
fax: +49 921 912-57

e-mail: medi@medi.de
www.medi.de

Stripes:



Bloom:



Nature:



Classic:





Viele Grüße

Ansprechpartner:in:
Name: Jana Fischer
Funktion: Produktmanagerin Oedema
Phone oder mobile: 0172/8107860
E-Mail: j.fischer@medi.de